




# Ларингеальная маска Solus™ Curve

Ларингеальная маска с изогнутым воздуховодом



## Обеспечение проходимости дыхательных путей ▪

Устройства для обеспечения проходимости дыхательных путей

## Ларингеальная маска Solus™ Curve с изогнутым воздуховодом

Ларингеальная маска Solus™ Curve предназначена для специалистов, которые в своей практике предпочитают изогнутый воздуховод.

Как и все наши ларингеальные маски, Solus Curve предназначена для одноразового использования, не содержит латекс и поставляется в стерильном виде.

### Изгиб

Анатомический изгиб для удобства установки

### Материал с низким трением - низкофрикционный

Атравматичное введение/извлечение

### Классическая форма манжеты

Надежность при использовании

### Необходимая информация

Отчетливо видна на воздуховоде



### Встроенная в воздуховод линия раздувания манжеты

Уменьшает риск повреждения при использовании in use

### Высококачественный клапан

Для обеспечения постоянной герметичности манжеты



Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005050	Ларингеальная маска Solus Curve	5 Большая для взрослых	70+кг	20
8004050	Ларингеальная маска Solus Curve	4 Средняя для взрослых	50–70кг	20
8003050	Ларингеальная маска Solus Curve	3 Малая для взрослых	30–50кг	20

[Сделать запрос](#)

[Посмотрите видео](#)

Все размеры поставляются в стерильном виде

IS6.12 RU ▪ Issue 4 07.24



ЗАО «Интерседжинал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904  
T: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Компания Intersurgical сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и MDSAP

**Пожалуйста, подумайте перед тем, как печатать**  
Берегите энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот информационный листок, используйте двустороннюю печать, пожалуйста.