



Ларингеальные маски Solus

Полная линейка ларингеальных масок одноразового использования



Обеспечение проходимости дыхательных путей ▪

Устройства для обеспечения проходимости дыхательных путей

Ларингеальные маски Solus™

Полная линейка ларингеальных масок одноразового использования для анестезиологии и неотложной помощи

Предназначена для различных клинических нужд, все ларингеальные маски Intersurgical одноразового использования, не содержат латекс и поставляются в стерильном виде.

Материал с низким трением - низкофрикционный

Уменьшение сопротивления при введении/извлечении

Классическая форма манжеты

Надежность при использовании

Необходимая информация

Видна на вставке для быстрого ознакомления



Встроенная в воздуховод линия раздувания манжеты

Уменьшает риск повреждения при использовании

Высококачественный клапан

Для обеспечения постоянной герметичности манжеты



▶ [Посмотрите видео](#)

Solus™ Standard (стандартные, классические)

Благодаря использованию специально подобранных материалов, Solus Standard изготовлен качественно, с гибкостью и прочностью, необходимыми для эффективной работы в линейке изделий для ответственного клинического применения, включая детскую анестезиологию. В наличии полная линейка размеров изделий, от взрослых до новорожденных.



[Сделать запрос](#)

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005000	Ларингеальная маска Solus Standard	5 Большая для взрослых	70+кг	20
8004000	Ларингеальная маска Solus Standard	4 Средняя для взрослых	50–70кг	20
8003000	Ларингеальная маска Solus Standard	3 Малая для взрослых	30–50кг	20
8025000	Ларингеальная маска Solus Standard	2.5 Большая для детей	20–30кг	20
8002000	Ларингеальная маска Solus Standard	2 Малая для детей	10–20кг	20
8015000	Ларингеальная маска Solus Standard	1.5 Для младенцев	5–10кг	20
8001000	Ларингеальная маска Solus Standard	1 Для новорожденных	<5кг	20

Все размеры поставляются в стерильном виде



Solus Satin (более мягкий воздуховод)

Solus Satin - линейка ларингеальных масок одноразового использования обладает более мягкой трубкой воздуховода для обеспечения большей гибкости. Более востребована некоторыми специалистами. Ее можно отнести к эконом-продуктам этой группы изделий.



Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005003	Ларингеальная маска Solus Satin	5 Большая для взрослых	70+кг	20 
8004003	Ларингеальная маска Solus Satin	4 Средняя для взрослых	50–70кг	20 
8003003	Ларингеальная маска Solus Satin	3 Малая для взрослых	30–50кг	20 

Solus™ MRI (совместимы с МРТ)

Линейка одноразовых стерильных ларингеальных масок, оборудованных специально протестированными клапанами без содержания металла, которые гарантируют отсутствие искажения магнитного поля в магнитно-резонансном томографе. Пластиковый клапан был выбран для обеспечения полной надежности в течение всего срока годности каждого устройства.



Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005002	Ларингеальная маска Solus (МРТ-совместима)	5 Большая для взрослых	70+кг	20 
8004002	Ларингеальная маска Solus (МРТ-совместима)	4 Средняя для взрослых	50–70кг	20 
8003002	Ларингеальная маска Solus (МРТ-совместима)	3 Малая для взрослых	30–50кг	20 
8025002	Ларингеальная маска Solus (МРТ-совместима)	2.5 Большая для детей	20–30кг	20 
8002002	Ларингеальная маска Solus (МРТ-совместима)	2 Малая для детей	10–20кг	20 
8015002	Ларингеальная маска Solus (МРТ-совместима)	1.5 Для младенцев	5–10кг	20 
8001002	Ларингеальная маска Solus (МРТ-совместима)	1 Для новорожденных	<5кг	20 

Solus Curve (с изогнутым воздуховодом)

Ларингеальные маски Solus Curve предназначены для тех специалистов, кто предпочитает использовать ларингеальную маску с изогнутым воздуховодом




Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005050	Ларингеальная маска Solus Curve	5 Большая для взрослых	70+кг	20
8004050	Ларингеальная маска Solus Curve	4 Средняя для взрослых	50–70кг	20
8003050	Ларингеальная маска Solus Curve	3 Малая для взрослых	30–50кг	20

Solus Flexible (гибкий воздуховод)

Solus Flexible обеспечивает идеальное решение для операций при отоларингологической, стоматологической, орально-верхнечелюстной и глазной хирургии, где жесткость изделия для обеспечения проходимости дыхательных путей может затруднить хирургический доступ. Армированная трубка обеспечивает гибкость без перегибов и может быть в любое время отодвинута во время операции.



Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible	5 Большая для взрослых	70+кг	20
8004001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible	4 Средняя для взрослых	50–70кг	20
8003001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible	3 Малая для взрослых	30–50кг	20
8025001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible	2.5 Большая детская	20–30кг	20
8002001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible	2 Малая детская	10–20кг	20

Все размеры поставляются в стерильном виде

IS6.1 RU ▪ Issue 15.06.24



ЗАО «Интерседжинал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904
T: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Компания Intersurgical сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и MDSAP

Пожалуйста, подумайте перед тем, как печатать
Берегите энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот информационный листок, используйте двустороннюю печать, пожалуйста.