



## Высокопоточная назальная канюля Intersurgical i-flo™



Реанимация • Высокопоточная назальная канюля - i-flo

## Высокопоточная назальная канюля Intersurgical i-flo™

Назальная канюля Intersurgical i-flo - это одноразовый интерфейс созданный для проведения высокопоточной кислородной терапии (HFOT). Канюля i-flo представлена в трёх размерах для взрослых, для использования в клинической среде.

HFOT стал ключевым методом респираторной поддержки для пациентов с острой респираторной недостаточностью. Данный метод также несёт с собой ряд положительных свойств по сравнению с традиционными методами кислородной терапии. Положительные свойства:

- Улучшенная оксигенация
- Меньше затрат на дыхательные усилия
- Улучшенное очищение от выделений
- Лучшее восприятие пациентом
- Избежание интубации <sup>[1]</sup>

Канюля i-flo дополняет обширный ряд дыхательных контуров и интерфейсов Intersurgical, её ненавязчивый дизайн создан для эффективности и комфорта пациента.

I-flo включает в себя набор уникальных свойств и преимуществ для обеспечения проведения наиболее эффективной высокопоточной кислородной терапии.



[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



## Быстро и удобно



Уникальность i-flo в том, что угловой соединитель, вращающийся на 180°, обеспечивает лёгкое и удобное позиционирование аппаратуры у кровати пациента.



Система закрепления шлангов в виде ремешка и держателя надёжно поддерживает дыхательный контур и позволяет пациенту свободно двигаться, не беспокоясь о возможном разъединении или дискомфорте.

## Удобно и надёжно



Анатомический дизайн лицевого крепления направляет головной ремешок поверх ушей пациента, таким образом помогая минимизировать трение и чувство дискомфорта.

Гибкое, полужёсткое лицевое крепление также обеспечивает равномерное давление по щекам пациента. Это увеличивает стабильность позиционирования и способствует превенции раздражения от давления на кожу.







## Высокопоточная назальная канюля Intersurgical i-flo™

Код	Описание	Кол-во в кор.
7300000	Высокопоточная назальная канюля i-flo, для взрослых малая	7
7301000	Высокопоточная назальная канюля i-flo, для взрослых средняя	7
7302000	Высокопоточная назальная канюля i-flo, для взрослых большая	7

Сделать запрос





Видео установки и подключения i-flo доступно на [www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)




## Дыхательные контуры с одним шлангом


Код	Описание	Кол-во в кор.
2060310	Дыхательный контур Flextube 22мм с проводом нагрева и с самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом $\geq 1.6\text{M}$	7



Самозаполняющаяся камера увлажнителя



Держатели для закрепления шлангов



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK

T: +44 (0)118 965 6300 F: +44 (0)118 965 6356 info@intersurgical.com www.intersurgical.com



Изготовитель Intersurgical Ltd сертифицирован согласно ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и ISO 14001:2015

### Печатайте осознанно.

Берегите энергию и бумагу. При необходимости напечатать этот информационный буклет, печатайте, пожалуйста, с обеих сторон.

IS1.53 RU • Issue 1 12.20