



i-view™

Контролируемая ларингоскопия и интубация



Обеспечение проходимости дыхательных путей ▪ видеоларингоскоп

i-view™ видеоларингоскоп

Один размер ▪ Одноразовый

i-view - это новый, одноразовый видеоларингоскоп от Intersurgical, для использования при интубации и прямой ларингоскопии.

i-view включает клинок Macintosh, поэтому может использоваться при прямой ларингоскопии. Эргономичный дизайн обеспечивает простоту и интуитивность введения i-view, встроенный ЖК-экран обеспечивает оптимальный обзор ларингеальной области в различных условиях освещения; видеоларингоскоп i-view готов к использованию через несколько секунд после извлечения из упаковки. Видеоларингоскоп i-view предлагает экономически эффективное решение, объединяя все преимущества интегрированного видеоларингоскопа в **одноразовый продукт**.

- догоспитальный этап
- неотложная медицина
- реанимация
- анестезия
- трудные дыхательные пути
- интенсивная терапия



Интенсивная терапия



• Догоспитальный этап / Реанимация



• Трудные дыхательные пути



Преимущества видеоларингоскопа i-view

Один размер универсальный

Одноразовый

снижает риск кросс-контаминации и затрат на переработку

Удобная утилизация

не надо вынимать батарею перед утилизацией

Встроенный ЖК-экран
обеспечивает оптимальный обзор при различном освещении

Эргономичный дизайн
обеспечивает удобство и интуитивность использования i-view



Выключатель
i-view готов к использованию через несколько секунд после извлечения из упаковки.

Камера и светодиод
для оптимальной визуализации ларингеальной области



Клинок Макинтош
i-view может также использоваться при прямой ларингоскопии



Видео доступно на www.intersurgical.com





Каждый видеоларингоскоп i-view помещен в индивидуальную жесткую упаковку для обеспечения защиты устройства при транспортировке и хранении. Упаковку легко открыть, потянув верхнюю пластиковую пленку до полного извлечения продукта.



Код	Описание	Кол-во/уп.
8008000	i-view видеоларингоскоп	8

Сделайте запрос



www.intersurgical.com/info/i-view



АО «Интерседжикал» 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11В оф. 904
Тел./факс: + 7 (495) 771-68-09 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Intersurgical Ltd является обладателем сертификатов:
ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 и ISO 14001:2015

Подумайте, прежде чем печатать.
Сохраните энергию и бумагу.
Если необходимо распечатать этот инфо-листок, пожалуйста, используйте двустороннюю печать.

IS6.15 • издание 1 03.18