



## Intersurgical EcoLite™ Кислородная маска для взрослых средней концентрации кислорода

Самая легкая и удобная маска



Кислородная и аэрозольная терапия ▪ Кислородная терапия



## Кислородная маска для взрослых средней концентрации от Intersurgical

### Добро пожаловать в Зону Комфорта

Мы рады сообщить об оригинальной кислородной маске EcoLite следующего поколения, с уже миллионными продажами по всему миру.

Двухступенчатая манжета маски EcoLite «на подбородок» и «под подбородок» обеспечивает герметичное и комфортное прилегание на лицах любой анатомии.

### Высокий комфорт для пациента

Кислородная маска EcoLite обладает следующими уникальными особенностями:

#### «Гребень» - изогнутая форма носовой части маски

Подходит для пациентов с практически любой анатомией (формой) носа, предотвращает попадание струи кислорода в глаза пациента.

#### Нет металлического носового зажима

Совместима с МРТ

#### Положение «на» или «под» подбородок


Герметичное прилегание на лицах любой анатомии

### Безопасны для окружающей среды

Цель Intersurgical – снизить воздействие своей продукции на окружающую среду при производстве, применении и утилизации. Применение новых материалов и новейших технологий производства позволило изготовить маску без ПВХ.



[www.intersurgical.com/info/eco](http://www.intersurgical.com/info/eco)



#### Легкая

Маска EcoLite на 50% легче маски из ПВХ, более комфортна для пациента.


**Экологичная**  
Без ПВХ

#### Мягкая двухступенчатая манжета

Высокий комфорт для пациента

#### Эластомерный держатель можно проводить как над, так и под ушами

Позиция под ушами снижает риск травмы кончиков ушей



Код	Описание	Кол-во в коробке
1136015	Intersurgical EcoLite™, кислородная маска для взрослых средней концентрации	55
1135015	Intersurgical EcoLite™, кислородная маска для взрослых средней концентрации со шлангом 2.1 м	40

Изделия с минимальным ущербом для окружающей среды

IS10.16 • Issue 5 05.14



ЗАО «Интерседжинал»  
115114 Россия, Москва,  
Дербеневская наб., 11, корп. В, офис 904  
Тел./факс: + 7 (495) 771-8809  
info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



**Deutschland**  
info@intersurgical.de

**France**  
info@intersurgical.fr

**Italia**  
info@intersurgical.it

**España**  
info@intersurgical-es.com

**Portugal**  
info@intersurgical.pt

**Nederland**  
info@intersurgical.nl

**Lietuva**  
info@intersurgical.lt

**Россия**  
info@intersurgical.ru

**Česká Republika**  
info@intersurgical.cz

**Taiwan**  
info@intersurgical.com.tw

**South Africa**  
info@intersurgical.co.za

**Philippines**  
info@intersurgical.ph

**Japan**  
info@intersurgical.co.jp

**USA**  
support@intersurgicalinc.com

**China**  
info@intersurgical-cn.com

