

Кислородные пузырьковые увлажнители AquaFlow™

Пузырьковые увлажнители AquaFlow™ используются в схемах кислородотерапии. Они позволяют получить увлажненный кислород (относительная влажность более 85%) комнатной температуры. В увлажнителях используется дистиллированная вода (например, стерильная вода Baxter®). Соединение с расходомером – соединительная муфта «гайка-барашек» с резьбой и в целом 9/16 UNF (D.I.S.S). Если резьба и соединение будут отличаться, используются адаптеры (см. ниже), которые могут входить в



Код	Описание	Количество в коробке
1506000	AquaFlow, кислородный пузырьковый увлажнитель без емкости	30
1507000	AquaFlow, кислородный пузырьковый увлажнитель с емкостью, 500 мл	20
1505000	AquaFlow, кислородный пузырьковый увлажнитель с емкостью, адаптер M12, 500 мл	20
1521000	AquaFlow, кислородный пузырьковый увлажнитель (для использования в домашних условиях) с емкостью, 120 мл	20
1520000	AquaFlow, пузырьковый увлажнитель (для использования в домашних условиях) с емкостью, адаптер M12, 120 мл	20

Адаптеры расходомеров

Адаптеры обеспечивают подключение пузырькового увлажнителя к расходомерам различных производителей, с различными соединительными схемами: адаптер-бочонок для расходомера компании BOC и муфта-адаптер для расходомера с выходной резьбой M12. Они присоединяются к расходомеру, а уже к ним – муфта «гайка-барашек» увлажнителя по резьбе 9/16 UNF (D.I.S.S). Адаптеры типа «ниппель-елочка» обеспечивают подключение к различным расходомерам магистралей (кислородных труб) с внутренним диаметром от 4 до 6 мм. Адаптер Sure Loc обеспечивает подключение к расходомеру (резьба 9/16 UNF) кислородных шлангов с соединительным коннектором типа Sure Loc. Возможные схемы показаны на стр. 154.



www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/flowmeter-adaptors

Код	Описание	Количество в коробке
1508001	Адаптер расходомера Sure Loc	45
1506001	Адаптер расходомера BOC	50
1509001	Адаптер расходомера M12	50
1504001	Ниппель кислородного расходомера D.I.S.S	50
1505001	Ниппель кислородного расходомера M12	50

Baxter является торговой маркой компании Baxter International Inc. BOC является торговой маркой компании BOC Group Ltd.