





Программа крепления шлангов

Обеспечивает безопасную обстановку вокруг пациента, снижая риск рассоединения шлангов, сбои в работе персонала и травматизацию пациента.



Реанимация ▪ Аксессуары

Программа крепления шлангов

При использовании с дыхательными контурами, наша серия устройств для крепления шлангов позволяет эффективно и комфортно размещать трубки в зоне пациента. Это обеспечивает безопасность пациента и порядок в операционной, снижает риск рассоединения шлангов и травматизации пациента.




Клипсы для шлангов, красный защитный колпачок 22F с особым выступом и колпачок на иглу для заполнения камеры увлажнителя совместимы с клипсами для крепления шлангов и зажимами с особыми отверстиями.

Клипсы для шлангов доступны для контуров Smoothbore и Flextube™ с одним и двумя шлангами 10мм, 15мм, 22мм, 30мм.




▶ Видео доступно на www.intersurgical.ru




Подставка для шлангов



Эргономичный дизайн подставки для шлангов - это оптимальный путь безопасного размещения шлангов рядом с пациентом. Подставка для шлангов бывает двух видов, они эффективно поддерживают шланги 10, 15, 22 и 30 мм, имеют маленькие вырезы для линий мониторинга и кабелей. Шарнирный удлинитель легко устанавливается в нужную позицию относительно пациента.





Клипсы для шлангов 10мм, 15мм, 22мм, 30мм



Красный защитный колпачок или колпачок на иглу для заполнения камеры увлажнителя



Особое отверстие для работы с



Зажим для крепления шлангов



Клипсы для шлангов



Гид по креплению шлангов

Flextube и Smoothbore клипсы для шлангов



15мм

Код	2317000
Количество в коробке	25

Flextube клипсы для



22мм

Код	2315000
Количество в коробке	25

Smoothbore клипсы для



22мм

Код	2318000
Количество в коробке	25

Flextube клипсы для



30мм

Код	2319000
Количество в коробке	25

Flextube и Smoothbore клипсы для шлангов



10мм

Код	2311000
Количество в коробке	25

Flextube и Smoothbore клипсы для шлангов



15мм

Код	2312000
Количество в коробке	25

Flextube клипсы для



22мм

Код	2313000
Количество в коробке	25


Smoothbore клипсы для



22мм

Код	2314000
Количество в коробке	25

Клипсы для шлангов



Код	2316000
Количество в коробке	12

Зажим для крепления шлангов



Код	2321000
Количество в коробке	50

Красный защитный колпачок



22F
Защитный колпачок

Код	1978000
Количество в коробке	45

Подставка для шлангов 30мм/22мм/15мм



Код	5904000
Количество в коробке	1

Подставка для шлангов 15мм/10мм



Код	5905000
Количество в коробке	1

Сделать запрос

IS1.40_RU • Issue 1 10.16



ЗАО Intersurgical, 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб, 11, корп В, офис 904
T: +7 (495) 771 6809 F: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy
Netherlands • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia
Czech Republic • Turkey • South Africa • China • Japan
Taiwan • Philippines • USA • Colombia • Australia



Intersurgical Ltd is certified to ISO 14001, ISO 9001 and ISO 13485

Пожалуйста, задумайтесь перед тем, как напечатать
Берегите энергию и бумагу
Если вам необходимо напечатать этот документ, пожалуйста, используйте двустороннюю печать