



## Провода к электрическому адаптеру увлажнителя

Серия проводов для электрического соединения дыхательных контуров с проводами нагрева и увлажнителей



Реанимация ▪ Аксессуары для увлажнителей



Качество, инновации и выбор

Свяжитесь с нами



[www.intersurgical.ru](http://www.intersurgical.ru)

## Адаптеры для электрического соединения с проводом нагрева дыхательной смеси и увлажнителя

В отделениях интенсивной терапии существует множество оборудования и расходных материалов, с которыми приходится иметь дело. Для упрощения заказа дыхательных контуров с активным увлажнением, Intersurgical предлагает различные провода к электрическим адаптерам. Они позволяют вам применить один дыхательный контур с одним или двумя проводами нагрева со следующими увлажнителями.

Код	Описание	Количество в коробке	Увлажнитель
5600000	 Провод к электрическому адаптеру увлажнителя для дыхательных контуров с одним проводом нагрева (разъем - листок клевера)	1	 PMH7000, MR850™
5601000	 Провод к электрическому адаптеру увлажнителя для дыхательных контуров с двумя проводами нагрева (разъем - листок клевера/ овалный)	1	
5603000	 Провод к электрическому адаптеру увлажнителя для дыхательных контуров с одним проводом нагрева (разъем - листок клевера)	1	MR730™
5604000	 Провод к электрическому адаптеру увлажнителя для дыхательных контуров с двумя проводами нагрева (разъем - листок клевера/ овалный)	1	

MR850 и MR730 торговые марки Fisher & Paykel Healthcare.



Качество, инновации и выбор

T: +7 (495) 771 6809  
F: +7 (495) 771 6809  
info@intersurgical.ru  
www.intersurgical.ru

**Пожалуйста, задумайтесь перед тем, как напечатать**

Берегите энергию и бумагу! Если вам необходимо напечатать этот документ, пожалуйста, используйте двустороннюю печать