

*С заботой о самых маленьких*



# nFlow™

nFlow Infant система назального CPAP для младенцев



## Реанимационные дыхательные контуры



 **INTERSURGICAL®**  
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ  
РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Качество, инновации и выбор

Свяжитесь с нами



[www.intersurgical.ru](http://www.intersurgical.ru)



# nFlow™

## С заботой о самых маленьких

Самые маленькие пациенты нуждаются в помощи больше всех. Младенцам жизненно необходимы безопасность и комфорт на самых ранних шагах жизни.

### Выбор CPAP для младенцев

Дыхательный контур nFlow от Intersurgical обеспечивает комплексное решение для поддержания назальной вентиляции новорожденных младенцев с положительным постоянным давлением в дыхательных путях (CPAP). При этом реализуется технология "gas flip" – переменный поток, которая обеспечивается конструкцией генератора nFlow.

Контур nFlow совместим со всеми аппаратами ИВЛ, использующими технологию "gas flip" (внешний генератор переменного потока) и увлажнителями, применяемыми в настоящее время во всех отделениях интенсивной терапии.

### Дыхательные контуры nFlow

Дыхательный контур nFlow поставляется в сборе с генератором, патрубком нагреваемого провода, устанавливаемой вытяжной трубой 10мм типа Superset для отвода газов, линией свежего газа и линией мониторинга давления. Вся компоненты системы nFlow производятся без использования фталатов.


### Возможность многовариантной схемы вентиляции

Маски, канюли и держатели контура в виде шапочек выпускаются в нескольких размерах и поставляются отдельно, что позволяет экономно и правильно подобрать канюлю или маску и шапочку по размеру.



▶ Видео доступна на сайте [www.intersurgical.ru](http://www.intersurgical.ru)


Сделать запрос





## Простота выбора размера

Система nFlow включает два шаблона: в виде прозрачного круглого «гида» с нанесенными схемами канюль и масок с указанием соответствующих размеров; в виде метрической ленты с образцами размера шапочки.




### 12 шапочек

Держатели-фиксаторы – шапочки представлены в 12 размерах с цветоиндикацией размера. Шапочки имеют прорези для подвязок и застежки «липучки» для фиксации трубок.



### Интерфейс пациента

Маски и канюли поставляются отдельно, всего 4 размера. Они сделаны из мягкого силикона, что обеспечивает оптимальную комфортную посадку на лице пациента, одновременно минимизируя утечку воздушной смеси.



## В Держатели-фиксаторы - шапочки



## С Носовые маски



## Д Носовые канюли





Простая система заказа. Чтобы получить полный комплект дыхательного контура, вы можете выбрать коды изделий из каждой группы от А до D. Однако вы можете и отдельно заказать необходимые вам изделия.



**Готовые к использованию дыхательные системы nFlow™**

Код	Описание	Количество в коробке	
<b>A nFlow дыхательные контуры</b>			
4700000	nFlow дыхательный контур с проводом нагрева для CPAP для младенцев, длина 1,6м	12	
4700001	nFlow дыхательный контур с проводом нагрева для CPAP для младенцев, длина 1,8м	10	
4700016	nFlow дыхательный контур с проводом нагрева для CPAP для младенцев со съемной линией мониторинга, длина 1,6м	10	
4708000	nFlow комплект шумопоглощения	50	
4700011	nFlow Подвязки-ремешки для фиксации генератора на шапочке	60	
<b>B nFlow шапочки</b>			
		<b>Размер</b>	
4707009	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка,темно-синий	9 (40 - 42) cm	10
4707008	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, бирюзовый	8 (38 - 40)cm	10
4707007	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, оранжевый	7 (36 - 38) cm	10
4707006	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, красный	6 (34 - 36) cm	10
4707005	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, зеленый	5 (32 - 34) cm	20
4707004	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, светло-оранжевый	4 (30 - 32) cm	20
4707003	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, синий	3 (28 - 30) cm	20
4707002	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, желтый	2 (26 - 28) cm	20
4707001	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, темно-серый	1 (24 - 26) cm	20
4707110	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, розовый	0 (22 - 24) cm	20
4707100	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, серый	00 (20 - 22) cm	20
4707000	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, белый	000 (18 - 20) cm	20
<b>C nFlow носовые маски</b>			
		<b>Размер</b>	
4716000	nFlow носовые маски	Очень большой	30
4706000	nFlow носовые маски	Большой	30
4705000	nFlow носовые маски	Средний	30
4704000	nFlow носовые маски	Малый	30
<b>D nFlow носовые канюли</b>			
		<b>Размер</b>	
4703000	nFlow носовые канюли	Большой	30
4702000	nFlow носовые канюли	Средний	30
4701000	nFlow носовые канюли	Малый	30
4711000	nFlow носовые канюли	Очень маленький	30

IS1.16 nFlow 11.16 (Выпуск 5)



ZAO Intersurgical, 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб, 11, корп В, офис 904  
T: +7 (495) 771 6809 F: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal  
Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia  
Czech Republic ▪ Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan  
Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia



Intersurgical Ltd., имеет сертификаты качества 14001, ISO 9001 и ISO 13485

**Пожалуйста, задумайтесь перед тем, как напечатать**  
Берегите энергию и бумагу  
Если вам необходимо напечатать этот документ, пожалуйста, используйте двустороннюю печать