



QuadraLite™

Уникальная анестезиологическая лицевая маска



Анестезия ▪ Анестезиологические лицевые маски



Анестезиологические маски QuadraLite™ (Квадралайт)

Прозрачный корпус

Для лучшей видимости

Эластичная манжета-обод

Комфортное герметичное наложение на лица любой анатомии

Анатомическая форма

Обеспечивает точную установку в сочетании с уменьшенным мертвым пространством

Цветовая маркировка размера

Для облегчения выбора
Соответствует общей гамме цветов изделий Интерседжикал



Уникальный дизайн, разработанный Intersurgical



QuadraLite не имеет раздувной манжеты. Инновационная техника литья позволила сочетать два идеально подходящих материала, чтобы создать лицевую маску анатомической формы с мягким ободом манжеты. Это обеспечивает комфортное прилегание с высокой степенью герметичности при минимальном давлении на прилегающие кожные покровы.

Четыре размера для всех пациентов

Маска QuadraLite очень легкая, для достижения полной герметичности требуется минимальное давление. Благодаря уникальной форме и конструктивным решениям, маска QuadraLite представлена только в четырех размерах вместо традиционных семи.

Более экологичный и безопасный выбор

Маски QuadraLite являются частью линейки продукции Эко. Они изготовлены из полипропилена и термопластичного эластомера, не содержат ПВХ. Маски QuadraLite не содержат фталатов. Серийный номер для отслеживания продукции нанесен непосредственно на каждую маску.



Видео доступно на www.intersurgical.ru



www.intersurgical.ru/products/анестезия/одноразовые-анестезиологические-маски



Наш гид по быстрому выбору размера для сравнения

Пациент	Возраст	Вес (кг)	Традиционный размер маски	Маска Quadralite™
Для новорожденных	недоношенный	< 2	0	 код: 7191000
	доношенный	2–4		
Для младенцев	3 для младенцев	6	1	
	6 для младенцев	8		
	9 для младенцев	9		
Для детей	1 для детей	10	2	 код: 7192000
	2 лет	12		
	3 лет	14		
	4 лет	16		
	5 лет	18		
Малая для взрослых	6 лет	20	3	 код: 7193000
	7 лет	23		
	8 лет	26		
	9 лет	28		
	10 лет	32		
	11 лет	35		
	12 лет	39		
Средняя для взрослых	13 лет	44	4	
	14 лет	50		
	15 лет	54		
	16 лет	58		
Большая для взрослых	16+ лет	60–120	5	 код: 7194000
Очень большая для взрослых	16 + лет	>120	6	



Код	Описание	Размер	Количество в коробке	
7194000	QuadraLite™ анестезиологическая маска для взрослых большая, с зеленой манжетой и крепежным кольцом, 22 F (заменяет традиционные маски размера 5-6)	4	35	
7193000	QuadraLite™ анестезиологическая маска для взрослых средняя, с желтой манжетой и крепежным кольцом, 22 F (заменяет традиционные маски размера 3-5)	3	35	
7192000	QuadraLite™ анестезиологическая маска для взрослых малая, с белой манжетой и крепежным кольцом, 22 F (заменяет традиционные маски размера 2-3)	2	25	
7191000	QuadraLite™ анестезиологическая маска для младенцев, с серой манжетой и крепежным кольцом, 15M (заменяет традиционные маски размера 0-1)	1	30	
7089000	Крепежное кольцо анестезиологической маски для QuadraLite и EcoMask™ с портом 22 мм		150	

[Сделать запрос](#)

Продукт с минимальным влиянием на окружающую среду

IS5.24 QuadraLite11.16 (Выпуск 1)

**INTERSURGICAL®**
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ
РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИZAO Intersurgical, 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб, 11, корп В, офис 904
T: +7 (495) 771 6809 F: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal
Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia
Czech Republic ▪ Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan
Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia



Intersurgical Ltd., имеет сертификаты качества 14001, ISO 9001 и ISO 13485